



## Genius X 20100S white (EB60) Oral-B

Merk: Oral-B

Model: BRAGENIUS20100W

**229,99€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Genius X 20100S Oplaadbare Elektrische Tandborstel Powered By Braun, 1 Wit Verbonden Handvat Met Kunstmatige Intelligentie, 6 Poetsstanden Waaronder Whitening, Gevoelige Tand En Tandvleesverzorging, 1 Opzetborstel, 1 Slimme Reisetui

De Oral-B Genius X 20100S is voorzien van bewegingssensoren en aangedreven door artificiële intelligentie om je poetsstijl te herkennen en je elke dag te begeleiden voor de beste resultaten. Het was nog nooit zo gemakkelijk om te poetsen zoals je tandarts dat aanbeveelt voor een superieure reiniging en gezonder tandvlees. Deze prachtige geavanceerde tandenborstel beschermt je gevoelige tandvlees en helpt toekomstige problemen voorkomen: de combinatie van de revolutionaire Gum Guard-technologie, 360 SmartRing en poetsdruksensor waarschuwen je, verminderen de snelheid als je te snel poetst en laten je weten wanneer je te lang op een plek poetst voor een zachtere poetsroutine. Ten slotte wordt hij geleverd met een lithium-ion-batterij die meer dan 2 weken meegaat met 1 oplaadbeurt. Met de Oral-B Genius X 20100S kun je niet verkeerd poetsen. Geen wonder dat Oral-B het meest aanbevolen merk door tandartsen wereldwijd is.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig


	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN


- Artificiële intelligentie herkent je poetsstijl en begeleidt je elke dag voor de beste resultaten
- Bescherm je tandvlees: de poetsdruksensor vertraagt de snelheid van de borstel automatisch en geeft een visueel signaal
- Voor een grondige reiniging zijn de borstelharen van de Oral-B CrossAction opzetborstel in een perfecte hoek geplaatst
- 6 poetsstanden, waaronder tandvleesverzorging, gevoelige tanden, whitening en tongreiniging
- Premium reisetui laadt je tandenborstel en telefoon tegelijkertijd op
- Borstel 2 weken zonder op te laden met een lithium-ion-batterij
- Bevat: 1 handvat, 1 opzetborstel, lithium-ion-batterij, 1 USB reisetui
- Van Oral-B, het meest door tandartsen aanbevolen tandenborstelmerk ter wereld

## SPECIFICATIE

### Accessoires

Aantal opzetborstels inbegrepen	1
Opbergetui	



### Bediening

Opvolging via app op smartphone	
---------------------------------	---

### Fysieke kenmerken

Kleur	Wit
Materiaal	Kunststof


### Poetsstanden

Aantal poetsstanden	6
Dagelijkse reiniging	
Gevoelige tanden	



### Algemeen

Poetstechniek	Gum Guard-technologie
---------------	-----------------------


### Connectiviteit

Bluetooth	
-----------	---

### Gebruiksgemak

Poetsdruksensor	
Twee minuten timer	

### Stroom

Aantal batterijen meegeleverd	1
Batterij meegeleverd	


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

Grondige reiniging  
Tandvlees verzorgen  
Tong reinigen  
Witte tanden



Batterijtechnologie  
Batterijtype  
Maximale batterijduur  
Oplaadindicatie

Lithium-ion  
Pack  
14 Dagen  


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN