



HX3675/13 Philips

Merk: Philips
Model: PHIPHHX3675/13

99,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Vergeet uw handtandenborstel. Poets met sonische technologie.

Tot 3 keer betere tandplakverwijdering

- Sonische technologie
- Poetsdruksensor
- QuadPacer en Smartimer
- Slank, ergonomisch design

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.** Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengebroken en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.

Verwijdert tot wel 7x zo veel tandplak als een gewone tandenborstel

Het is klinisch bewezen dat de Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde sonische technologie tot 3x beter tandplak verwijdert dan een gewone tandenborstel. Hij verwijdert tandplak van uw tanden en langs de tandvleesrand en beschermt tegelijkertijd uw tandvlees.

Ingebouwde druksensor beschermt uw tanden en tandvlees

De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert automatisch de trillingen van de tandenborstel om uw tandvlees te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te herinneren dat u minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.

Optimaliseer uw poetsbeurt met Smartimer en QuadPacer

Met de Smartimer van 2 minuten en de QuadPacer van 30 seconden poetst u alle gebieden van uw mond gedurende de aanbevolen tijd voor een volledige reiniging.

Het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de tandenborstel gemakkelijk vast te houden en te gebruiken is

Het slanke, lichte en ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de tandenborstel gemakkelijk vast te houden en te gebruiken is, zodat u een geweldige reiniging krijgt zonder dat u druk hoeft te zetten.

Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-vervangingsherinnering op uw handvat

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.

Easy-Start om de overgang te vergemakkelijken

Ons Easy-Start-programma biedt u de mogelijkheid om de eerste 14 keer dat u uw nieuwe tandenborstel gebruikt geleidelijk de poetskracht te verhogen.


Batterij met een lange levensduur van 14 dagen

De levensduur van de batterij is maximaal 14 dagen, zodat u lange perioden kunt poetsen zonder tussendoor op te laden.

Gebruik minder. Hergebruik meer

Voedingsadapters lijken misschien klein, maar als ze bij elkaar worden opgeteld, hebben ze een enorme impact op het milieu. Door alleen al in onze Philips Sonicare 1000-4000-serie over te stappen op een USB-oplader, kunnen we elk jaar tot 189,210 kg minder plastic gebruiken. Dat is krachtig, toch?

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Aantal oscillaties-rotaties/min	31000	Kleur	Wit
Aantal stuks	2 Stuks		
Poetstechniek	Sonische technologie		
Gebruiksgemak		Stroom	
Twee minuten timer		Batterijtechnologie	Lithium-ion
		Maximale batterijduur	14 Dagen

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN