



## HX3681/33 Sonicare 4100 Series Sonische, elektrische tandenborstel Philips

Merk: Philips  
Model: HX3681/33

**99,99€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

#### Maakt tanden witter bij iedere poetsbeurt

- Sonicare-technologie
- QuadPacer en Smartimer
- Slank, ergonomisch design
- Levensduur batterij 14 dagen

#### Maakt tanden witter bij iedere poetsbeurt

Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde sonische technologie verwijdert zachtjes vlekken voor natuurlijk wittere tanden, elke keer dat u poetst.

#### Poetsdruksensor helpt uw tanden en tandvlees beschermen

De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

automatisch de trillingen van de tandenborstel om uw tandvles te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te herinneren dat u minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.

## Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvlesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.\*\* Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengebroken en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.

## Optimaliseer uw poetsbeurt met Smartimer en QuadPacer

Met de Smartimer van 2 minuten en de QuadPacer van 30 seconden poetst u alle gebieden van uw mond gedurende de aanbevolen tijd voor een volledige reiniging.

## Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-vervangingsherinnering op uw handvat en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.

## Wissel tussen 2 modi: Clean en Sensitive

Wissel tussen 2 intensiteitsstanden om de poetsessie comfortabel te maken.

## Batterij met een lange levensduur van 14 dagen

De levensduur van de batterij is maximaal 14 dagen, zodat u lange perioden kunt poetsen zonder tussendoor op te laden.

## Gebruik minder. Hergebruik meer

Het is onze ambitie bij Philips om elektronisch afval te verminderen. Een van de manieren waarop we dit doen, is door het aantal adapters dat we op de markt brengen tot een minimum te beperken. Deze producten worden geleverd zonder voedingsadapter omdat we ons inzetten om elektronisch afval te verminderen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

## SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Aantal stuks	1 Stuks	Kleur	Wit
Poetsstanden		Stroom	
Dagelijkse reiniging	✓	Batterijtechnologie	Lithium-ion
Grondige reiniging	✓	Maximale batterijduur	14 Dagen
Tandvlees verzorgen	✓		
Witte tanden	✓		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN