



Sonicare 4100 Series Sonische, elektrische tandenborstel Philips

Merk: Philips
Model: HX3681/54

99,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Zeg dag tegen handtandenborstels, en hallo tegen Sonicare.

De sonische technologie in combinatie met onze borstel verwijdert zachtjes vlekken voor natuurlijk wittere tanden, elke keer dat je poetst.

Maakt tanden witter bij iedere poetsbeurt

- Sonicare-technologie
- QuadPacer en Smartimer
- Slank, ergonomisch design
- Levensduur batterij 14 dagen

Maakt tanden witter bij iedere poetsbeurt

Sonicare elektrische tandenborstel met geavanceerde sonische technologie verwijdert zachtjes vlekken voor

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

natuurlijk wittere tanden, elke keer dat u poetst.

Poetsdruksensor helpt uw tanden en tandvlees beschermen

De ingebouwde druksensor detecteert automatisch de druk die u uitoefent, waarschuwt u en vermindert automatisch de trillingen van de tandenborstel om uw tandvlees te beschermen. De tandenborstel maakt een pulserend geluid om u eraan te herinneren dat u minder hard moet drukken. Deze functie heeft 7 op de 10 mensen geholpen hun tanden beter te poetsen.

Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Krachtige borstelhaartrillingen drijven microbellen diep tussen uw tanden en langs uw tandvleesrand aan voor een verfrissende ervaring. U krijgt twee maanden aan handmatig poetsen in slechts 2 minuten.** Elke dag maken 31000 borstelbewegingen per minuut uw tanden zachtjes schoon, wordt tandplak opengebroken en verwijderd voor een uitzonderlijke reiniging.

Optimaliseer uw poetsbeurt met Smartimer en QuadPacer

Met de Smartimer van 2 minuten en de QuadPacer van 30 seconden poetst u alle gebieden van uw mond gedurende de aanbevolen tijd voor een volledige reiniging.

Weet altijd wanneer u de opzetborstel moet vervangen

Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Het is daarom goed om ook die van u in de gaten te houden, zodat u zeker weet dat uw gebit nog steeds goed gereinigd wordt. Onze BrushSync-technologie houdt bij hoe lang u uw opzetborstel al hebt gebruikt en hoe hard u hebt gepoetst. De BrushSync-vervangingsherinnering op uw handvat en een korte pieptoon laten u weten wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen.

Wissel tussen 2 modi: Clean en Sensitive

Wissel tussen 2 modi om de poetsessie comfortabel te maken.

Batterij met een lange levensduur van 14 dagen

De levensduur van de batterij is maximaal 14 dagen, zodat u lange perioden kunt poetsen zonder tussendoor op te laden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

Gebruik minder. Hergebruik meer

Het is onze ambitie bij Philips om elektronisch afval te verminderen. Een van de manieren waarop we dit doen, is door het aantal adapters dat we op de markt brengen tot een minimum te beperken. Deze producten worden geleverd zonder voedingsadapter omdat we ons inzetten om elektronisch afval te verminderen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Aantal stuks	1 Stuks	Kleur	Zwart
Poetsstanden		Stroom	
Dagelijkse reiniging		Batterijtechnologie	Lithium-ion
Tandvlees verzorgen		Maximale batterijduur	14 Dagen
Witte tanden			

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN