



HX3826/33 Sonicare Draadloze Power Flosser 3000 Waterflosser Zwart Philips

Merk: Philips
Model: HX3826/33

99,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Een nieuwe manier van flossen met QuadStream-technologie

Reinig uw tanden grondig en moeiteloos voor gezond tandvlees. De unieke Quad Stream-tip reinigt meer plekken in uw mond met minder moeite. Flossen wordt iedere keer simpeler en effectiever.

Verwijdert tot 99,9% tandplak* van behandelde delen

- Verwijdert tot 99,9% tandplak
- Volledige reiniging in 60 seconden
- Snel universeel opladen met USB-A
- Reservoir van 250 ml

Quad Stream-technologie voor sneller en effectiever flossen

De unieke X-vormige Quad Stream-tip scheidt de waterstroom in 4 stralen, die een groter gebied tussen de tanden

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

en langs de tandvleesrand bereiken. Sneller en grondiger reinigen zonder flosdraad.

Pulse Wave-technologie begeleidt u van tand tot tand

Zachte waterpulsen leiden u in de Deep Clean-modus van tand tot tand, zodat u elke keer een nauwkeurig resultaat krijgt.

2 flosstanden, 3 sterktes

Kies de reiniging die bij uw glimlach past. De Clean-modus zorgt voor een continue waterstroom voor effectieve dagelijkse reiniging. Deep Clean-pulsen voor een grondigere reiniging. Het instelbare intensiteitsniveau past zich aan voor comfort.

Volledige reiniging in 60 seconden

U bereikt moeilijk te bereiken gebieden met een mondstuk dat 360 graden draait, zodat u het apparaat in elke richting kunt gebruiken. Geniet van een grondige 360-reiniging in slechts 60 seconden van begin tot eind.

Snel universeel opladen met USB-A naar Small Plug kabel

Handig opladen met USB-A naar Small Plug kabel. Je kunt tot 14 dagen schoonmaken met één keer opladen.

Eenvoudig vulbaar reservoir van 250 ml

Het reservoir met een inhoud van 250 ml kan voldoende water bevatten voor een aanbevolen reiniging van 60 seconden. Eenvoudig vastdraaien en verwijderen, of gebruik de zijklep voor eenvoudig bijvullen.

Moeiteloze techniek

Eenvoudig richten, drukken en reinigen voor effectiever flossen. Richt de punt tussen uw tanden en langs het tandvlees, en laat het al het werk voor u doen!

Standaardpunt voor gerichte reiniging

Een standaardpunt met één stroom verhoogt de druk voor een gerichte reiniging en het verwijderen van voedselresten wanneer dat nodig is.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Flosmethode	Water	Kleur	Zwart
Inhoud waterreservoir	250 ml		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN