



HX3042/00 Sonicare F1 Standard nozzle Spuitskop voor monddouche Philips

Merk: Philips
Model: HX3042/00

27,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Een krachtige waterstroom

Gebruik het standaardmondstuk voor een regelmatige reiniging. Het gebruikt één waterstraal om vuil te verwijderen en grondig tussen uw tanden te reinigen.

Voor een gewone reiniging

- 2 spuitkoppen

F1 standaardmondstuk voor een regelmatige reiniging

Gebruik het standaardmondstuk voor een regelmatige reiniging. Het gebruikt één waterstraal om vuil te verwijderen en grondig tussen uw tanden te reinigen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Geleidetip voor juiste plaatsing

Het slanke, gebogen mondstuk en de geleidetip maken het gemakkelijk om de juiste plaatsing te vinden. Plaats de tip van het mondstuk net boven de tandvleesrand, druk zachtjes zodat de tip van het mondstuk contact maakt met de tandvleesrand en de tanden, en beweeg van de ene tand naar de andere.

SPECIFICATIE

Fysieke kenmerken

Kleur Wit

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN