



Sonicare A3 Premium All-in-One 4x Witte sonische opzetborstels Philips

Merk: Philips
Model: HX9094/10

54,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Eén opzetborstel voor complete verzorging

De A3 Premium All-in-One-opzetborstel is de enige opzetborstel die u nodig hebt voor schonere en wittere tanden*** en gezonder tandvlees. Deze opzetborstel verwijdert 20x zoveel tandplak*, vermindert vlekken met tot wel 100%** en maakt tandvlees tot wel 15x gezonder in slechts 2 weken

Elke 3 maanden vervangen voor optimaal resultaat

- Tot 20 x meer tandplakverwijdering
- Tot 15 x gezonder tandvlees
- Tot 100% wittere tanden
- Zachte borstelharen
- Compatibel met alle Sonicare tandenborstels met uitzondering van Philips One & Kids

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Tot 20x meer tandplakverwijdering, zelfs op moeilijk bereikbare plekken*

Profiteer van onze beste tandplakverwijdering****, ongeacht uw poetsstijl. De Premium All-in-One-opzetborstel heeft nauwkeurig geplaatste borstelharen die de tandplakverwijdering maximaliseren.

Een borstelharenvorm die ontworpen is voor uw glimlach

Het gebogen profiel helpt de borstelharen om precies daarheen te gaan waar ze nodig zijn. Door intensieve ontwikkeling hebben we een alles-in-één-ervaring gecreëerd die uitzonderlijke mondverzorging biedt.

Verwijdert tot wel 100% meer tandaanslag en verkleuringen in slechts twee dagen***

Poets vlekken voorzichtig weg met driehoekige uiteinden, die zijn ontworpen om vlekken effectiever te verwijderen dan afgeronde borstelharen. De vorm maakt meer contact met het oppervlak van uw tanden om vlekken effectief te verwijderen.

Tot 15x gezonder tandvlees* in slechts twee weken**

De zijborstelharen van de opzetborstel hebben extra bereik en poetsen de tandvleesrand voorzichtig, zelfs wanneer u zich concentreert op uw tanden. Ook buigen de borstelharen mee om overmatige druk te compenseren.

Sonisch poetsen: de allerbeste reiniging

Verwijder tandplak met onze sonische tandenborstel - onze standaard op het gebied van effectieve en zachte reiniging. Met 62.000 borstelbewegingen per minuut wordt uw tandpasta en vloeistof tussen de tanden door gestuwd, en reinigt u zelfs moeilijk bereikbare plaatsen. Daardoor voelt uw mond uitzonderlijk fris en schoon aan.

Speciaal door experts voor u ontworpen

Deze alles-in-één-opzetborstel is het resultaat van ons meest uitgebreide onderzoek en ontwikkeling ooit. We hebben de kennis van tandartsen, experts op het gebied van mondverzorging, technici en ontwerpers gecombineerd om deze compleet verzorgende opzetborstel tot leven te brengen.

Kliksysteem voor eenvoudig verwisselen van opzetborstels

De A3 Premium All-in-One-opzetborstel past perfect bij uw Philips Sonicare opklikbaar handvat (zie de onderstaande lijst). Klik de opzetborstel vast of haal hem er eenvoudig af voor gemakkelijk vervangen en

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

schoonmaken.

Vervangingsherinneringen zorgen ervoor dat u optimaal blijft poetsen

Na 3 maanden gebruik worden opzetborstels minder effectief, maar met BrushSync wordt u eraan herinnerd voordat dit gebeurt. Uw tandenborstel met BrushSync begrijpt uw gebruik en geeft een melding wanneer het tijd is om de tandenborstel te vervangen.

SPECIFICATIE

Algemeen		Fysieke kenmerken	
Aantal stuks	4 Stuks	Kleur	Wit
Poetsstanden			
Tandvlees verzorgen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Witte tanden	<input checked="" type="checkbox"/>		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN