



Sonicare HealthyWhite+ HX8911/01 Philips

Merk: Philips

Model: PHIHX891101

114,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Verfraai elke dag veilig uw glimlach zonder dat u verkleuringen veroorzakende voedingsmiddelen en dranken moet laten staan! De oplaadbare Philips Sonicare-tandenborstel verwijdt 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.

Verwijdert tot wel 100 % meer vlekken dan een gewone tandenborstel

Deze Philips Sonicare-tandenborstel verwijdert tot 100% meer vlekken voor wittere tanden in slechts 1 week.

DiamondClean-opzetborstel voor wittere tanden

DiamondClean-opzetborstels, de beste opzetborstels van Philips Sonicare voor wittere tanden, hebben ruitvormige, medium harde borstelharen die op een effectieve en veilige manier tandplak verwijderen. Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt voor een uitzonderlijk schoon resultaat en wittere tanden dan een gewone tandenborstel.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u
WOE	GESLOTEN
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u
ZAT	9u tot 17u
ZON	GESLOTEN

	Stereorama
MA	GESLOTEN
DI	10u tot 18u
WOE	10u tot 18u
DO	10u tot 18u
VRIJ	10u tot 18u
ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN

Clean en White-poetsstan: bewezen verwijdering van verkleuringen

2 minuten Clean-modus biedt de ultieme tandplakverwijdering (door tandheelkundigen aanbevolen poetstijd). White-modus verwijdt oppervlaktevlekken, polijst tanden en maakt ze witter. Verwijdt verkleuringen als gevolg van koffie, thee, tabak en rode wijn. Maakt tanden 2 tinten witter in slechts 2 weken.

6 aanpasbare instellingen

Met de Philips Sonicare Stain Removal-tandenborstel kunt u modi combineren (Clean-modus, White-modus) en kiezen uit 3 sterktes voor maximaal comfort en de beste reiniging.

Verwijdt tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

Verwijdt tot wel 7x meer tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen dan een gewone tandenborstel.

SPECIFICATIE

Accessoires

Opbergetui 

Bediening

Opvolging via app op smartphone 

Gebruiksgemak

Poetsdruksensor 
Twee minuten timer 

Algemeen

Poetstechniek Sonische technologie

Connectiviteit

Bluetooth 

Poetsstanden

Dagelijkse reiniging 
Gevoelige tanden 
Grondige reiniging 
Tandvlees verzorgen 
Tong reinigen 
Witte tanden 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN

**Elektro Smets**

Statiestraat 16-16-18
2560 Nijlen

+32 3 481 84 90
info@elektrosmets.be

Stereorama

Antwerpsesteenweg 336
2500 Lier

03/480.37.97
info@stereorama.be

Stroom

Oplaadindicatie
Oplader met
standaard



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Elektro Smets		Stereorama	
MA	9u tot 12u en 13u tot 18u	MA	GESLOTEN
DI	9u tot 12u en 13u tot 18u	DI	10u tot 18u
WOE	GESLOTEN	WOE	10u tot 18u
DO	9u tot 12u en 13u tot 18u	DO	10u tot 18u
VRIJ	9u tot 12u en 13u tot 18u	VRIJ	10u tot 18u
ZAT	9u tot 17u	ZAT	10u tot 17u30
ZON	GESLOTEN	ZON	GESLOTEN