



## Diagnoseweegschaal - BF 600 Pure White Beurer

Merk: Beurer  
Model: BEU74903

**59,90€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

- Innovatieve verbinding tussen smartphone en weegschaal
- Met gratis "beurer HealthManager"-app en -software
- Overdracht via *Bluetooth*® low energy technology - thuis en onderweg altijd een overzicht van uw meetwaarden en lichaamsgegevens
- Automatische gegevensoverdracht binnen het *Bluetooth*®-bereik na het openen van de app
- Vaststellen van lichaamsgewicht, lichaamsvet, lichaamswater, spiermassa, botmassa, calorieweergave, AMR/BMR en BMI
- Display met witte achtergrondverlichting
- Cijferformaat: ong. 26 mm
- Met elektroden van geborsteld roestvrij staal
- Wisselen tussen weergave in kg/lb/st
- Capaciteit: 180 kg
- Gradering: lichaamsvet, lichaamswater en spiermassa per 0,1%, gewicht en botmassa per 100g
- 5 activiteitsniveaus

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u
<b>ZON</b>	GESLOTEN

	Stereorama
<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN

- 8 gebruikersgeheugens met automatische gebruikersherkenning
- Overbelastingsweergave
- Quick Start-technologie
- Automatische uitschakeling
- \* Smartphone is niet bij de levering inbegrepen

## SPECIFICATIE

<b>Algemeen</b>		<b>Bediening</b>	
Maximaal gewicht	180. kg	Koppeling met app	<input checked="" type="checkbox"/>
Nauwkeurigheid van het wegen	100 g		
<b>Connectiviteit</b>		<b>Functies</b>	
Bluetooth	<input checked="" type="checkbox"/>	BMI-index	<input checked="" type="checkbox"/>
		Lichaamsanalyse	<input checked="" type="checkbox"/>
		Meting spiermassa	<input checked="" type="checkbox"/>
		Meting vetpercentage	<input checked="" type="checkbox"/>
		Meting waterpercentage	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Gebruiksgemak</b>		<b>Veiligheid</b>	
Aantal gebruikers geheugens	8	Automatische uitschakeling	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatisch inschakelen bij opstappen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Automatische herkenning van personen	<input checked="" type="checkbox"/>		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN