



## White Connect - diagnose weegschaal BF 720 Beurer

Merk: Beurer  
Model: BEU74938

**64,90€**



SCAN OM TE  
BESTELLEN

### OMSCHRIJVING

Hou altijd een oogje op je gewicht met de BF720! De gegevens worden bijgehouden in de HealthManager app van Beurer aan de hand van de automatische gegevensoverdracht. Deze impedantiemeterschaal kan ook zonder de app worden gebruikt: met de BF720 kun je de gebruikersgegevens rechtstreeks op het apparaat instellen.

Automatische gegevensoverdracht bij het openen van de bluetooth-toegankelijke app®









- Lichaamsgewicht, vet en water, spierniveaus, botmassa, AMR/BMR caloriedisplays
- Met BMI berekening
- Ook instelbaar zonder de app
- 8 gebruikers met automatische gebruikersherkenning
- Zwart LCD-scherm; witte verlichting en weergave van de initialen van de gebruiker
- Kleine geborstelde roestvrijstalen elektroden
- 5 niveaus van activiteit
- Gebruikersherinneringen: 8

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

- Gemeten waarde herinneringen: 30
- Start-up: Snelle start
- Automatisch afsluiten, weergeven in geval van overbelasting
- Laadvermogen: 180 kg
- Getalgrootte: 23 mm (gewicht)
- Gratis downloaden van de "Beurer HealthManager" app

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Maximaal gewicht	180 kg	Koppeling met app	
Nauwkeurigheid van het wegen	100 g		
Connectiviteit		Functies	
Bluetooth		BMI-index	
		Meting spiermassa	
		Meting vetpercentage	
		Meting waterpercentage	
Fysieke kenmerken		Gebruiksgemak	
Kleur	Zwart	Aantal gebruikers geheugens	8
		Automatisch inschakelen bij opstappen	
		Automatische herkenning van personen	


Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Steoreorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN

## Stroom

Batterijtype AAA

## Veiligheid

Automatische uitschakeling 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	Elektro Smets		Stereorama
<b>MA</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>MA</b>	GESLOTEN
<b>DI</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DI</b>	10u tot 18u
<b>WOE</b>	GESLOTEN	<b>WOE</b>	10u tot 18u
<b>DO</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>DO</b>	10u tot 18u
<b>VRIJ</b>	9u tot 12u en 13u tot 18u	<b>VRIJ</b>	10u tot 18u
<b>ZAT</b>	9u tot 17u	<b>ZAT</b>	10u tot 17u30
<b>ZON</b>	GESLOTEN	<b>ZON</b>	GESLOTEN